

# FIT 1.0

ESCULPE TU CUERPO, TONIFICA TUS ABDOMINALES Y ALIVIA EL DOLOR.

El estimulador muscular ideal para los amantes del fitness y la salud que practican actividad física 1 ó 2 veces por semana.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tecnología "con cables"
- 10 Programas
- 3 Categorías de programas: ÉL, ELLA, BIENESTAR
- 4 canales de estimulación
- Batería recargable
- Potencia 120mA, 150Hz, 400µs
- GARANTÍA 2 años + 1 adicional (al inscribirse en la web de Compex)

## PROGRAMAS

### ÉL

**Desarrollar bíceps** Para aumentar volumen del bíceps

**Aumentar pectoral** Para aumentar volumen muscular de los pectorales

**Fortalecer cuádriceps** Para mejorar la fuerza del cuádriceps

**Definir abdominales** Para fortalecer y tonificar los abdominales

### ELLA

**Reafirmar brazos** Para obtener firmeza muscular

**Esculpir glúteos** Para definir los glúteos

**Tonificar muslos** Para dar tono muscular a los muslos

**Fortalecer abdomen** Para obtener una cintura más esbelta

### BIENESTAR

**Anti-dolor Tens** Para aliviar todo tipo de dolor localizado

**Masaje relajante** Para crear un efecto relajante

## CONTENIDO DEL KIT

- Estimulador
- Set de 4 cables Snap
- Cable Mi-Sensor
- Cargador
- 4 electrodos snap 5x10 cm
- 8 electrodos snap 5x5 cm
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones



EBISU MED - COMPEX SUDAMÉRICA  
Lavalle 482. Piso 8. Oficina 72 CP 1047  
CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA  
TEL. +54911 5599 0230  
www.compexsudamerica.com  
info@compexsudamerica.com