

# FIT 3.0

RECUPERA LA FUERZA, EL TONO MUSCULAR Y ALIVIA EL DOLOR.

Incluyendo todas las características de la estimulación muscular básicas y la tecnología MI, FIT 3.0 también ofrece programas de masaje para adeptos al Fitness que practican su actividad 3 veces por semana.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tecnología "con cables"
- 20 Programas
- 4 Categorías de programas: ANTI-DOLOR, REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN-MASAJE, FITNESS
- Tecnología MI (MI-Scan)
- 4 canales de estimulación
- Batería recargable
- Potencia 120mA, 150Hz, 400µs
- GARANTÍA 2 años + 1 adicional (al inscribirse en la web de Compex)

## TECNOLOGÍA MI "Músculo Inteligente"

**MI-SCAN** Escanea el músculo y automáticamente ajusta los parámetros del electroestimulador a tu fisiología.

## PROGRAMAS

### FITNESS

**Reafirmar brazos** Para obtener firmeza muscular

**Tonificar muslos** Para dar tono muscular a los muslos

**Fortalecer abdomen** Para obtener una cintura más esbelta

**Esculpir glúteos** Para definir los glúteos

**Definir abdominales** Para fortalecer y tonificar los abdominales

**Aumentar pectoral** Para aumentar el volumen muscular de los pectorales

**Drenaje linfático** Para paliar la hinchazón de pies y tobillos

**Musculación** Para aumentar el tono y volumen muscular

**Capilarización** Para incrementar el flujo sanguíneo

### RECUPERACIÓN / MASAJE

**Masaje relajante** Para crear un efecto relajante

**Masaje regenerativo** Para aliviar la sensación de cansancio

### ANTI-DOLOR

**Anti-Dolor Tens** Para aliviar todo tipo de dolor localizado

**Descontracturante** Para disminuir la tensión muscular

**Dolor muscular** Para crear acciones analgésicas con el fin de bloquear el dolor

**Dolor lumbar** Para reducir los dolores en la espalda

**Piernas pesadas** Para aliviar la sensación de pesadez en las piernas

**Prevención calambres** Para prevenir calambres

**Dolor cervical** Para reducir los dolores en el cuello

**Tendinitis** Para disminuir los dolores persistentes de tendinitis

### REHABILITACIÓN

#### Amiotrofia

Para recuperar el tono y el volumen de un músculo tras un período de inactividad

## CONTENIDO DEL KIT

- Estimulador
- Set de 4 cables Snap
- Cables Mi-Sensor
- Cargador
- 4 electrodos snap 5x10 cm
- 8 electrodos snap 5x5 cm
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones

